

使用の前に本添付文書をよくお読みください。

C反応性蛋白キット 30499000

スポットケム™ i-Line CRP

【全般的な注意】

本品は体外診断用であり、それ以外の目的に使用しないでください。添付文書に記載された使用方法および使用目的以外での使用については保証いたしません。診断は他の関連する検査結果や臨床症状等に基づいて、総合的に判断してください。


使用する機器の添付文書および取扱説明書にしたがって使用してください。

本品のうち、展開液にはアジ化ナトリウム(0.1%未満)が含まれていますので、誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合には水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けてください。

【形状・構造等(キットの構成)】

本品の構成は次のとおりです。

** 1. テストカートリッジ



2. 展開液(キャップ透明)



本品は下記の成分を含有します。

- ・テストカートリッジ(1テスト中)
 - 青色ラテックス標識用抗CRPモノクローナル抗体(マウス) 0.4 μg
 - 抗CRPポリクローナル抗体(ウサギ) 3.0 μg
- ・展開液
 - 緩衝剤、ウシ血清アルブミン、アジ化ナトリウム(0.1%未満)

【使用目的】

全血中のC反応性蛋白(CRP)の測定

【測定原理】

本品はラテックス粒子をもちいたイムノクロマト法を測定原理とし、全血中のC反応性蛋白(CRP)を測定するキットです。検体中のCRPは青色ラテックス標識抗CRPモノクローナル抗体(マウス)と特異的に反応して免疫複合体を形成します。この免疫複合体はメンブレン中を毛細管現象により移動し、メンブレン上の判定部1および判定部2に固定化された抗CRPポリクローナル抗体(ウサギ)に捕捉され、判定部1および判定部2に青色のラインが出現します。このとき、検体のCRP濃度に応じて判定部1および判定部2のラインの濃淡が変化するため、この濃淡を専用測定装置(スポットケムIL)で読み取りCRP濃度を判定値表示します。またCRPの有無に関わらず、青色ラテックス標識抗CRPモノクローナル抗体(マウス)は、判定部Cに固定化された抗マウスIgGポリクローナル抗体(ウサギ)と反応するため、判定部Cに青色のラインが出現します。判定部Cのラインにより、試験が正常に行われたことを確認できます。

【操作上の注意】

本品は専用測定装置による判定のみ可能です。

<検体について>

検体の取り扱いについては以下の点に注意してください。注意を怠ると正しい測定結果が得られなかったり、測定不能の原因となります。

1. 検体は感染の危険性があるものとして取り扱ってください。
2. 溶血をさせて採取した新鮮な血液で測定してください。

3. 測定できる検体は全血のみです。これ以外の検体(血漿など)を測定に使用しないでください。
4. 抗凝固剤を使用する際はヘパリンまたはEDTAを使用してください。
5. 本品はヘマトクリット値(Ht値)の影響を受けます。本品の判定値はHt値が40%のときを基準に設定しており、Ht値の大小により、判定値が1ランク低く、または高く出る可能性があります。弊社社内評価では、CRP濃度0.6mg/dL(Ht値30~60%)の検体を測定したとき「1+」と判定され、Ht値30~60%の間ではランクずれは起こりませんでした。
6. 血球が強く凝集する検体はサンプルパッドに浸み込まないことがあり、正しい測定結果を得られない可能性があります。

<テストカートリッジと展開液について>

1. テストカートリッジのサンプルウェルおよびメンブレンには、直接手を触れないでください。またメンブレンおよびバーコードに傷や汚れをつけないように注意してください。
2. テストカートリッジと展開液は測定環境温度(15~30℃)にもどしてから使用してください。
3. 展開液を長期間使用しないと、白濁物が浮くことがあります。展開液をよく振って、白濁物を懸濁してからご使用ください。製品の性能には影響はありません。

<妨害物質について>


ビリンビン、乳ビ、リウマチ因子(RF)による影響はほとんどありません。

【用法・用量(操作方法)】

<検体採取方法>

i-Line CRP用毛細管セット(別売品)を使用する場合：

毛細管をピペッター(押し出しポンプ)に挿入します。次にピペッターの胸部を指で固定し毛細管の先端を血液につけ、管を寝かせるようにします。毛細管現象により、管の上端まで血液が吸引されたことを確認します。測定に必要な全血は5μLです。



※血液は、指先・耳たぶ・かかとなどから採取しますが、皮膚表面や皮下の汗の混入をさけ、毛細管の先端に指が接触しないように注意してください。

<操作法>

1. 試薬の調製は一切不要です。
2. テストカートリッジと展開液を測定環境温度(15~30℃)にもどしてください。
3. テストカートリッジは測定直前にボトルから取り出してください。

** 4. i-Line CRP用毛細管セット(別売品)を使用する場合：

検体を吸引した毛細管のピペッター上端(開放部)を人差指でふさいでゆっくり押し、テストカートリッジのサンプルパッドに全血を点着(5μL)します。



※毛細管の先端を強くサンプルパッドに押しつけると、測定値に影響を与える可能性があります。

※全血検体は、適切な量(5μL)を正しい位置(サンプルパッド)に点着してください。

- CP797-002B